

MEDILIGHT MLTSS-6000 Ihre Nase kann wieder aufatmen

Jeder kennt die wohltuende Bestrahlung mit einer Rotlichtlampe als altem Hausmittel. Sie hat jedoch gravierende Nachteile:

- große Wärmeentwicklung
- hoher Energieverbrauch
- die Augen müssen geschützt werden
- die Lichtstrahlen gelangen nicht direkt in die Nase, es gibt nur eine Wärmeentwicklung

Vorteile des MEDILIGHT-6000 :

- Der Nasal-Applikator des MEDILIGHT-6000 arbeitet mit kaltem roten Licht mit einer Wellenlänge von 645 nm und transportiert es genau dahin, wo die Probleme sind.
- Das Licht wird in den Schleimhäuten in elektrochemische Energie umgewandelt, die für Stoffwechselprozesse, Hormon- und Immunsystem notwendig sind.
- Die natürliche Regulation und Regeneration wird unterstützt und allergische Reaktionen können gedämpft werden.

Gegenanzeigen / Kontraindikationen :

Menschen mit einer Photoallergie sollten das System nicht verwenden. Nebenwirkungen sind nicht bekannt.

Bei Beschwerden mit Krankheitswert ersetzt das Gerät nicht den Arztbesuch

Gerätetechnik MEDILIGHT MLTSS-6000

Das MEDILIGHT-6000 ist ein netzbetriebenes System zur Lichtbehandlung. Die Anwendung erfolgt mit einem Nasal-Applikator, dem zur Behandlung Silikon-Kappen übergestülpt werden. Gegenüber ähnlichen Systemen pulsiert hier das Licht und zwar in einem Frequenzband von 2-22 Hz. Ein Schwingungsbereich, der sich bereits bei der Pulsierenden-Magnetfeld-Resonanz-Therapie bewährt hat.

Das Gerät ist geprüft
entsprechend den gültigen
Normen und trägt die
CE-Kennzeichnung.



Technische Daten:

Typ:	MEDILIGHT MLTSS-6000
Netzspannung:	230 V AC
Betriebsspannung:	12 V AC
Leistungsaufnahme:	max. 10 VA
Stromverbrauch:	10 W
Frequenz:	oszillierend
Wellenlänge:	645 nm
Leuchtmittel:	LED
Naseneinsatz:	Silikon

Weitere Detailbeschreibung auf unserer Homepage: www.schober-medicare.de