

MEDIPULS MMFSG-2500 Pulsierende Magnetfeld-Resonanz-Therapie

Unzufrieden mit Ihrer Gesundheit ?

**Sie wollen selbst etwas tun
für mehr Wohlbefinden ?**

Bequem zu Hause ?

Unsere Lösung für Sie:



MEDIPULS-2500

Mit der Möglichkeit der modernen Elektronik wurden die Heim- und Praxistherapiegeräte MEDIPULS entwickelt, die sowohl zur Prophylaxe als auch zur Behandlung von Krankheiten eingesetzt werden.

Sie erzeugen pulsierende Magnetfelder, die den Körper mit einer Tiefenwirkung bis zur einzelnen Zelle durchdringen, die Knochen, Gefäße und innere Organe – kurz, alle Gewebe werden erreicht.

Ziel ist es dem Organismus :

- dringend benötigte Energie zuzuführen
- die Selbstheilungskräfte zu aktivieren
- die normale Regulation wieder herzustellen.

Im Einzelnen soll diese bioelektrische Stimulation :

- zur allgemeinen Energiezufuhr
- zu einer Förderung der Funktion des Blutkreislaufes
- zur positiven Beeinflussung des Säure-Basen-Gleichgewichts
- zur Erhöhung der Sauerstoffzufuhr
- zur Anregung der Enzym-Aktivität
- zu einer Unterstützung der körpereigenen Abwehrkräfte
- zu einer Linderung von Schmerzen führen.

Die Heimanwendung der Magnetfeld-Therapie **MEDIPULS-2500** ist eine hervorragende Möglichkeit, sich selbst in einen Prozess zur Erlangung einer besseren Lebensqualität einzubringen. Die Erfolge, die damit erreicht werden, sind erstaunlich. Das System kann auch sehr gut für die Behandlung von Tieren eingesetzt werden.

Das **MEDIPULS-2500** arbeitet mit Einzelfrequenzen, einstellbar von 1-20 Hz. Während der Behandlung kann die Frequenz gewechselt werden, um ein größeres Behandlungsspektrum zu erreichen. Die Gebrauchsanweisung enthält Anwendungs-Empfehlungen für Frequenz und Anwendungszeit für eine Vielzahl von Erkrankungen. Der integrierte Mikro-Computer pulst die Applikatoren mit 40 Sekunden Impuls und 20 Sekunden Pause.

Gegenanzeigen:

Nebenwirkungen sind nicht bekannt. Wie auch bei vielen anderen Therapien ist jedoch eine Erstverschlimmerung der Beschwerden möglich.

Kontraindikationen:

- Implantierte elektrische Geräte (z.B. Herzschrittmacher)
- Schwangerschaft und stillende Mütter
- Akute Zustände mit hohem Fieber
- Medikamentös nicht kompensierte Anfallsleiden (z.B. Epilepsie)
- Schwere Herzrhythmusstörungen

Die empfohlene Grundausstattung besteht aus:

Das System besteht aus:

- 1 Steuergerät MEDIPULS 2500
- 1 Netzteil
- 1 Ganzkörper-Applikator
- 1 Flächen-Applikator

Gerätetechnik MEDIPULS-2500



Das Gerät ist geprüft und trägt das CE-Kennzeichen !



Technische Daten:

Typ:	MEDIPULS-2500
Netzspannung:	Steuergerät: 220 V AC, 50 Hz
Betriebsspannung Applikatoren:	15 V DC
Nennfrequenz an allen Applikatoren:	1-50 Hz
Nennleistung Steuergerät/Applikatoren:	8,1 VA
Max. Flussdichte Ganzkörper-Applikator:	100 μ T
Max. Flussdichte Flächen-Applikator:	400 μ T
Puls/Pause-Verhältnis Steuergerät:	40s / 20 s
Endabschaltung nach	60 min.

Besuchen Sie unsere Homepage: www.schober-medicare.de